

Liquid Handling VITLAB

Dispenserele „genius” si „simplex”

Extragerea unor anumite cantitati de lichid din sticle este o operatie de rutina in activitatea zilnica de laborator si trebuie executata repede, precis, simplu, sigur si fara pierdere de reactivi.

Dispenserele „genius” si „simplex” contin un sistem de protectie din fluoroplastic (PFA) ce functioneaza ca un stergator de parbriz si previne formarea de cristale pe peretii cilindrilor. Cilindrul de sticla este invelit cu un material plastic ce reduce riscurile in cazul unei sparturi. Dispozitivul telescopic de aspirare poate fi ajustat la inaltimea sticlei.

Deoarece materialul (PTFE, PFA, FEP, borosilicat, platina-iridiu) in contact cu diferite medii este rezistent la acizi, solventi si baze, aparatul poate fi folosit aproape universal. Toti dispenserii Vitlab sunt autoclavabili la 121°C.

Dispozitivul „genius” are avantajul ca este echipat cu un ventil de recirculare patentat, ce impiedica pierderea de reactivi la ventilarea cilindrului. Usurinta utilizarii functiei de calibrare a dispozitivului satisface toate pretentiile dumneavoastra.

Volumul dispenserelor este variabil pe urmatoarele domenii : 0,25 - 2,5 ml; 0,5 - 5,0 ml; 1,0 - 10,0 ml; 2,5 - 25,0 ml; 5,0 - 50,0 ml; 10,0 - 100,0 ml.



Ajustare suplimentara in cazul modificarii viscozitatii sau a temperaturii (numai la modelul „genius”)

Piston direct cu sigiliu din PFA pentru prevenirea cristalizarii.

Buton pentru ajustarea volumului de dozare.

Ventil de recirculare (numai la modelul „genius”)

Rotire la 360° pentru o pozitionare convenabila.

Adaptabil la sticle de diferite dimensiuni.

Cod	Denumirea
1601503	Dispenser VITLAB simplex 0,25-2,5 ml
1601504	Dispenser VITLAB simplex 0,5-5,0 ml
1601505	Dispenser VITLAB simplex 1,0-10,0 ml
1601506	Dispenser VITLAB simplex 2,5-25,0 ml
1601507	Dispenser VITLAB simplex 5,0-50,0 ml
1601508	Dispenser VITLAB simplex 10,0-100,0 ml

Cod	Denumirea
1605503	Dispenser VITLAB genius 0,25-2,5 ml
1605504	Dispenser VITLAB genius 0,5-5,0 ml
1605505	Dispenser VITLAB genius 1,0-10,0 ml
1605506	Dispenser VITLAB genius 2,5-25,0 ml
1605507	Dispenser VITLAB genius 5,0-50,0 ml
1605508	Dispenser VITLAB genius 10,0-100,0 ml

CE Cimpoca Electronic SRL

Sos. Stefan cel Mare, nr. 23, sector 2, Bucuresti
Tel.: 021-2122511, 021-2119996, 0740099959
Fax: 021-2119996

Email: rolab@cimpoca.com

www.cimpoca.ro

Asociat majoritar
CE Cimpoca Elektronik GmbH
Stuttgart-Germania